

ウサギ抗マウス/ラットCd27モノクローナル抗体（Fc用） - P41272

商品番号: CM0010987

前書き

フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みの、
で標識されたマウス/ラットCD27に対するウサギモノ
クローナル抗体です。T細胞の活性化に重要な共刺激
免疫チェックポイント受容体であるCD27抗原を認識
します。分子量：28
kDa。種反応性：マウスおよびラット。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス/ラットCD27 mAb
備考/別名	S152; Tp55; Tnfrsf7
種	マウス
GeneID（ヒト）	939
GeneID	21940
免疫原	マウスCD27（NP_001028298.1）のアミノ酸24-182番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P41272
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷剤