

ウサギ 抗マウス/ラット Cd27 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P41272

商品番号: CM0004301

前書き

標識ウサギモノクローナル抗体、マウス/ラットCD27を標的とし、フローサイトメトリー用に検証済み。T細胞活性化および免疫チェックポイント経路の研究に最適。SWISS: P41272。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス/ラット CD27 mAb
備考/別名	S152; Tp55; Tnfrsf7
種	マウス
GeneID (ヒト)	939
GeneID (マウス)	21940
免疫原	マウスCD27 (NP_001028298.1) のアミノ酸24-182に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P41272
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ