

Rabbit Anti-Mouse/Rat Cd31/Pecam1 Monoclonal Antibody For Fc - Q08481

商品番号: CM0008444

前書き

標識マウス/ラットCD31/PECAM1標的ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み、マウスおよびラットと交差反応します。免疫原：マウスCD31のアミノ酸18-220。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse/Rat CD31/PECAM1 mAb
備考/別名	Cd31; Pecam; PECAM-1
種	マウス/ラット
GeneID (ヒト)	5175
GeneID	18613
免疫原	マウスCD31 (NP_001292086.1) のアミノ酸18-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q08481
タンパク質分子量	81 kDa
配送	氷袋