

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウス/ラット Cd31/Pecam1

モノクローナル抗体 - Q08481

商品番号: CM0010748

前書き

フローサイトメトリー用 結合ウサギモノクローナル抗 CD31/PECAM1 抗体。白血球の血管内皮間移行および内皮細胞間相互作用に重要な細胞接着分子である、マウスおよびラット CD31 を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス/ラット CD31/PECAM1 mAb
備考/別名	Cd31; Pecam; PECAM-1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	5175
遺伝子ID (マウス)	18613
免疫原	マウス CD31 (NP_001292086.1) のアミノ酸 18～220 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q08481
タンパク質分子量	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
配送	保冷バッグ