

ウサギ抗マウス/ラットCd54 Mab - P13597

商品番号: CM0012803

前書き

フローサイトメトリー用にマウス/ラットCD54 (ICAM-1)を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。白血球遊走と免疫応答に不可欠な59 kDaの細胞接着分子を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス/ラットCD54 mAb
備考/別名	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3383
遺伝子ID	15894
免疫原	組換えタンパク質 / マウスCD54(NP_034623.1)のアミノ酸28～485番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P13597
タンパク質分子量	59kDa
輸送方法	保冷剤