

## フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗マウス/ラット Cd54 モノクローナル抗体 - P13597

商品番号: CM0008395

### 前書き

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗マウス/ラット CD54 (ICAM-1) モノクローナル抗体。約59 kDaタンパク質を検出し、マウスおよびラットと交差反応性を示します。白血球接着や血管内皮透過性移行の研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | ウサギ抗マウス/ラット CD54 mAb                                  |
| 備考/別名       | CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2                           |
| 種           | マウス                                                   |
| 遺伝子ID (ヒト)  | 3383                                                  |
| 遺伝子ID (マウス) | 15894                                                 |
| 免疫原         | マウスCD54 (NP_034623.1) のアミノ酸28-485に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                             |
| 適用          | FC                                                    |
| 交差反応性       | マウス、ラット                                               |
| SWISS       | P13597                                                |
| タンパク質分子量    | 59kDa                                                 |
| 輸送          | 保冷剤                                                   |