

Rabbit Anti-Nhp IgD Mab - Anti-Nhp IgD

商品番号: CM0010799

前書き

Rabbit anti-NHP IgD mAbは、カニクイザルおよびアカゲザルのIgDと反応し、フローサイトメトリーに使用されるモノクローナル抗体です。ヒト以外の霊長類の免疫表現型解析研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-NHP IgD mAb
種	カニクイザル
免疫原	カニクイザル免疫グロブリンデルタ重鎖の組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	カニクイザル、アカゲザル
配送	氷袋