

ウサギ 抗Nhp IgD モノクローナル抗体 - Nhp IgD モノクローナル抗体

商品番号: CM0003985

前書き

フローサイトメトリー用 ウサギ 抗NHP IgD
モノクローナル抗体。非ヒト霊長類研究におけるカニ
クイザルおよびアカゲザルの免疫グロブリンD検出用
に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ 抗NHP IgD モノクローナル抗体
種	カニクイザル
免疫原	カニクイザル免疫グロブリンデルタ重鎖組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	カニクイザル、アカゲザル
発送	保冷バッグ