

フローサイトメトリー用 ウサギ抗Nhp IgD モノクローナル抗体 - Nhp IgD

商品番号: CM0003972

前書き

標識ウサギモノクローナル抗体は非ヒト霊長類（NHP）IgDを標的とし、フローサイトメトリー（FC）に適しており、カニクイザルおよびアカゲザルのサンプルに対して交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗NHP IgD mAb
対象種	カニクイザル
免疫原	カニクイザル 免疫グロブリンデルタ重鎖組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	カニクイザル、アカゲザル
発送方法	氷袋梱包