


ウサギ抗Ogfod1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8N543

商品番号: CM0018956



前書き

ヒトOGFOD1

(TPA1)を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。翻訳終結およびストレス顆粒形成に参与する63kDaのプロリン3-ヒドロキシラーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OGFOD1 Rabbit pAb
備考/別名	TPA1; OGFOD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55239
GeneID	55239
免疫原	ヒトOGFOD1 (NP_060703.3) のアミノ酸1-140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N543
タンパク質分子量	63kDa
配送	氷袋