


Wb、Elisa用 ウサギ抗Orc3ポリクローナル抗体 - Q9Ubd5

商品番号: CM0016776



前書き

ヒトORC3を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。起点認識複合体の機能、DNA複製開始、エピゲノム制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ORC3 ウサギ pAb
備考 / 別名	LAT; ORC3L; LATHEO; ORC3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23595
遺伝子ID	23595
免疫原	ヒトORC3 (NP_036513.2) のアミノ酸1-240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBD5
タンパク質分子量	82kDa
発送方法	氷袋