

## Wb用ウサギ抗P70 S6キナーゼ2モノクローナル抗体 - Q9Ubs0

商品番号: CM0006227

### 前書き

このウサギモノクローナル抗体は、mTOR経路の主要なキナーゼであるヒト、マウス、ラットのリボソームタンパク質S6キナーゼβ-2 (p70 S6K2) を検出します。WB、IHC-P、IF/ICC、およびELISAで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | p70 S6キナーゼ2ウサギmAb                                                                                                                |
| 備考／別名      | KLS, SRK, S6K2, S6KB, STK14B, S6KI(2), S6Kbeta, p70S6Kb, P70-beta, S6K-beta2, P70-beta-1, P70-beta-2, p70(S6K)-beta, p70 S6キナーゼ2 |
| 種          | ヒト                                                                                                                               |
| 遺伝子ID (ヒト) | 6199                                                                                                                             |
| 遺伝子ID      | 6199                                                                                                                             |
| 免疫原        | ヒトp70 S6キナーゼ2 (Q9UBS0) のアミノ酸1~120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質                                                                            |
| 宿主         | ウサギ                                                                                                                              |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                                                                                        |
| アプリケーション   | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                                                                                            |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                                                                                       |
| SWISS      | Q9UBS0                                                                                                                           |
| タンパク質分子量   | 53 kDa                                                                                                                           |
| 配送         | 保冷バッグ                                                                                                                            |