

ウサギ抗Perkポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q9Nzj5

商品番号: CM0019889



前書き

ヒトPERK（EIF2AK3/PEK）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのPERKを検出。折り畳み異常タンパク質応答およびストレスシグナル伝達研究の重要なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PERK ウサギ pAb
備考/別名	PEK; WRS; PERK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9451
GeneID	9451
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPERK（NP_004827.4）のアミノ酸867-1116に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NZJ5
タンパク質分子量	125kDa
発送	保冷バッグ