

ウサギ抗ブタCd138モノクローナル抗体（Fc用） - K7Gnf5

商品番号: CM0009367

前書き

フローサイトメトリー用の、ブタCD138（シンデカン-1、32 kDaプロテオグリカン）を対象とした共役ウサギモノクローナル抗体です。細胞外ドメイン（アミノ酸23-250、UniProt K7GNF5）を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ブタCD138 mAb
備考/別名	SDC1
対象種	ブタ
遺伝子ID（ヒト）	6382
遺伝子ID	100519770
免疫原	ブタCD138（NP_001230119.1）のアミノ酸23-250番を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ブタ
SWISS	K7GNF5
タンパク質分子量	32kDa
発送方法	保冷剤梱包