

ウサギ抗ブタ CD27 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - L7Qhb1

商品番号: CM0005795

前書き

フローサイトメトリー用 標識ウサギ抗ブタ CD27
モノクローナル抗体。共刺激免疫チェックポイント受
容体であるブタ CD27
を認識します。T細胞の活性化、メモリー、およびB細
胞サーバイランスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ブタ CD27 mAb
種	ブタ
GeneID (ヒト)	939
GeneID	100520023
免疫原	ブタ CD27 のアミノ酸 20-180 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001265692.1)
宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ブタ
SWISS	L7QHB1
タンパク質重量	27kDa
配送	アイスバッグ