

ウサギ抗ブタ Cd3G モノクローナル抗体 - Cd3G

商品番号: CM0011785

前書き

フローサイトメトリー用途向け、ブタCD3Gを標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。ブタ検体におけるCD3Gの信頼性の高い検出を可能にし、T細胞免疫表現型解析研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ブタ CD3G モノクローナル抗体
種	ブタ
遺伝子ID (ヒト)	917
遺伝子ID	494013
免疫原	ブタCD3G組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ブタ
輸送	保冷バッグ