

ウサギ由来 ブタ抗Cd3G モノクローナル抗体 - Cd3G

商品番号: CM0011730

前書き

フローサイトメトリー用に開発された、ブタCD3Gを標的とする結合型ウサギモノクローナル抗体です。ブタサンプルに特異的で、T細胞表面マーカーの解析を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ブタCD3G mAb
対象種	ブタ
遺伝子ID (ヒト)	917
遺伝子ID	494013
免疫原	ブタCD3Gのアミノ酸20～120番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001008686.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ブタ
輸送方法	保冷剤