

Rabbit Anti-Pig Cd4 Mab - Cd4

商品番号: CM0008585

前書き

フローサイトメトリー用Rabbit anti-Pig CD4モノクローナル抗体。ブタサンプルで検証済み、免疫原はブタCD4細胞外ドメイン由来。ブタモデルにおけるT細胞研究の信頼できるツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Pig CD4 mAb
備考/別名	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
種	ブタ
遺伝子ID (ヒト)	920
遺伝子ID	404704
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ブタ
配送	氷袋