

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ブタCd4 モノクローナル抗体 - Cd4

商品番号: CM0007981

前書き

ブタCD4を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーアプリケーション向けに設計されています。ブタCD4に特異的に反応し、ブタ研究モデルにおける免疫細胞のプロファイリングをサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ブタCD4 mAb
備考/別名	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
種	ブタ
遺伝子ID (ヒト)	920
遺伝子ID	404704
免疫原	組換えタンパク質 ブタCD4(NP_001001908.2)のアミノ酸28-395に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ブタ
発送	保冷バッグ