

ウサギ抗ブタCd8A モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - A0A287A9Y5

商品番号: CM0011303

前書き

に結合したウサギモノクローナル抗体で、ブタCD8aに特異的、フローサイトメトリーで検証済み。適応免疫に関与するT細胞表面糖タンパク質を標的とします。ブタの免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ブタCD8a mAb
種	ブタ
遺伝子ID (ヒト)	925
遺伝子ID	396627
免疫原	ブタCD8a (XP_005662451.1) のアミノ酸25-184に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ブタ
SWISS	A0A287A9Y5
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ