

## フローサイトメトリー用ウサギ抗ブタCd8Aモノクローナル抗体 - A0A287A9Y5

商品番号: CM0010808

### 前書き

フローサイトメトリー用に特別に設計された、標識ウサギ抗ブタCD8aモノクローナル抗体。予測分子量26kDaのT細胞表面糖タンパク質CD8a（SWISS: A0A287A9Y5）を標的とします。ブタ試料中の細胞傷害性T細胞の検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 製品名       | ウサギ抗ブタCD8a mAb                                        |
| 種         | ブタ                                                    |
| 遺伝子ID（ヒト） | 925                                                   |
| 遺伝子ID     | 396627                                                |
| 免疫原       | ブタCD8a（XP_005662451.1）のアミノ酸25～184に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来        | ウサギ                                                   |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                             |
| 用途        | FC                                                    |
| 交差反応性     | ブタ                                                    |
| SWISS     | A0A287A9Y5                                            |
| タンパク質分子量  | 26kDa                                                 |
| 輸送条件      | 保冷バッグ                                                 |