


ウサギ抗Ppbpポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P02775

商品番号: CM0019852



前書き

ヒトPPBPに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。好中球の活性化、抗菌防御、増殖因子活性に関与するケモカインであるヒトPPBP（CXCL7）と反応します。サイトカイン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPBP ウサギ pAb
備考/別名	PPBP; B-TG1; Beta-TG; CTAP-III; CTAP3; CTAPIII; CXCL7; LA-PF4; LDGF; MDGF; NAP-2; PBP; SCYB7; TC1; TC2; TGB; TGB1; THBGB; THBGB1; platelet basic protein
種	ヒト
遺伝子ID	5473 (ヒト)
免疫原	ヒトPPBP (NP_002695.1) のアミノ酸 59-128 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P02775
タンパク質分子量	13kDa
発送方法	保冷バッグ