

ウサギ抗ピューロマイシンMab - ピューロマイシン

商品番号: CM0012423

前書き

フローサイトメトリー（細胞内染色）用にで標識されたウサギ由来モノクローナル抗ピューロマイシン抗体です。ピューロマイシン標識アッセイにおいて、生物種に依存しない検出が可能です。IVD原料としての使用に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ピューロマイシンmAb
備考／別名	ピューロマイシン
遺伝子ID（ヒト）	CAS:58-58-2
遺伝子ID	CAS:58-58-2
免疫原	ピューロマイシンに対応する化合物
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内染色）
交差反応性	生物種に依存しない
発送方法	保冷剤