

ウサギ抗ピューロマイシンモノクローナル抗体 - ピューロマイシン

商品番号: CM0010539

前書き

細胞内フローサイトメトリー用の標識ウサギモノクローナル抗ピューロマイシン抗体。種に依存しない反応性により、すべてのモデルで検出が可能です。タンパク質合成のモニタリングおよびピューロマイシン取り込みアッセイに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ピューロマイシンmAb
備考／別名	ピューロマイシン
Gene ID	CAS:58-58-2
免疫原	ピューロマイシンに対応する化合物
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	種非依存
輸送	保冷バッグ