

ラビット抗プーロマイシンモノクローナル抗体 - Puromycin

商品番号: CM0005708

前書き

フローサイトメトリー（細胞内）用の高品質ラビット抗プーロマイシンモノクローナル抗体。プーロマイシンの種に依存しない検出。タンパク質合成研究およびプーロマイシン取り込みアッセイに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラビット抗プーロマイシン mAb
備考/別名	Puromycin
種	ラビット
遺伝子ID	CAS:58-58-2
免疫原	プーロマイシンに相当する化学化合物
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	種に依存しない
配送	アイスバッグ