

ウサギ抗Ralbポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P11234

商品番号: CM0028205



前書き

RALBに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのRALBを検出します。アポトーシス、細胞遊走、膜輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RALB Rabbit pAb
別名	RALB
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5899
遺伝子ID	5899
免疫原	ヒトRALB (NP_002872.1) のアミノ酸1-206番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11234
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	保冷剤