

ウサギ抗ラット Cd31 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q3Swt0

商品番号: CM0011228

前書き

フローサイトメトリー用に検証された、ラットCD31に対する結合ウサギモノクローナル抗体。白血球の血管内皮移行および細胞接着に関与する76 kDaの血小板内皮細胞接着分子を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ウサギ抗ラット CD31 mAb
備考/別名	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
種	ラット
GeneID (ヒト)	5175
GeneID	29583
免疫原	ラットCD31 (NP_113779.1) のアミノ酸18-585に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ラット
SWISS	Q3SWT0
タンパク質分子量	76kDa
配送	アイスパック