


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ 抗ラット Cd4 モノクローナル抗体 - P05540

商品番号: CM0011475



前書き

フローサイトメトリー用に検証済みの、ラットCD4（クローン Ly49/Klra1）に対する標識ウサギモノクローナル抗体です。T細胞生物学、免疫応答、MHCクラスII分子との相互作用の研究に最適です。ラット検体に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ 抗ラット CD4 モノクローナル抗体
備考/別名	Ly49; Klra1; Ly49s2
種	ラット
ヒト遺伝子ID	920
遺伝子ID	24933
免疫原	組換えタンパク質 ラットCD4（NP_036837.1）のアミノ酸1-394に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ラット
SWISS	P05540
タンパク質分子量	51 kDa
発送条件	保冷剤