


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ラット Cd4 モノクローナル抗体 - P05540

商品番号: CM0007779



前書き

フローサイトメトリー（FC）で検証済みの結合ウサギ抗ラットCD4モノクローナル抗体。免疫応答研究に不可欠なT細胞共受容体であるラットCD4（P05540）を認識します。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ラット CD4 mAb
備考／別名	Ly49; Klra1; Ly49s2
種	ラット
遺伝子ID（ヒト）	920
遺伝子ID	24933
免疫原	ラットCD4（NP_036837.1）のアミノ酸1～394に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ラット
SWISS	P05540
タンパク質分子量	51 kDa
輸送条件	保冷バッグ