

ウサギ抗ラットIcam-1/Cd54 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q00238

商品番号: CM0011579

前書き

ラットICAM-1/CD54 (SWISS: Q00238)を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー(FC)アプリケーションで検証済みであり、白血球接着や内皮細胞透過遊走の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ラットICAM-1/CD54 mAb
備考/別名	CD54; ICAM; Icam1
対象種	ラット
GeneID (ヒト)	3383
GeneID	25464
免疫原	ラットICAM-1/CD54 (NP_037099.1)のアミノ酸28-493に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ラット
SWISS	Q00238
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	保冷剤