

ウサギ抗ラット Icam-1/Cd54 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q00238

商品番号: CM0004760

前書き

フローサイトメトリー用途向けの結合ウサギ抗ラット ICAM-1/CD54 モノクローナル抗体。この抗体は、白血球-内皮細胞相互作用および免疫応答において重要な役割を果たす細胞接着分子であるラットCD54を特異的に検出します。ラットモデルに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ラット ICAM-1/CD54 mAb
備考/別名	CD54; ICAM; Icam1
種	ラット
GeneID (ヒト)	3383
GeneID	25464
免疫原	ラット ICAM-1/CD54 (NP_037099.1) のアミノ酸28-493に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ラット
SWISS	Q00238
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスバッグ