

フローサイトメトリー用 ウサギ 抗ラット Ifn- γ モノクローナル抗体 () - P01581

商品番号: CM0008659

前書き

ラット IFN- γ に対するウサギモノクローナル抗体で、細胞内フローサイトメトリー (FC) 用に標識されています。ラットとの交差反応性が検証済みで、免疫応答およびサイトカイン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗ラット IFN- γ mAb
別名	If2f, IFNG2, IFN gamma
種	ラット
遺伝子ID (ヒト)	3458
遺伝子ID	25712
免疫原	ラット IFN gamma (NP_620235.1) のアミノ酸 20-156 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	FC (細胞内)
交差反応性	ラット
SWISS	P01581
タンパク質分子量	18 kDa
輸送条件	保冷バッグ