


## Wb、Elisa用ウサギ抗Rps6Ka6ポリクローナル抗体 - Q9Uk32

商品番号: CM0015674



### 前書き

WBおよびELISA用のRPS6KA6（RSK4）を標的とするウサギポリクローナル抗体。本構成的活性型セリン／スレオニンキナーゼは、p53依存性細胞増殖停止に関与し、ヒトおよびマウスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 製品名      | RPS6KA6 Rabbit pAb                                     |
| 備考／別名    | RSK4、RSK-4、p90RSK6、PP90RSK4、S6K-alpha-6、RPS6KA6        |
| 種        | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID    | 27330                                                  |
| 免疫原      | ヒトRPS6KA6（NP_055311.1）のアミノ酸646～745に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来       | ウサギ                                                    |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                              |
| 用途       | WB、ELISA                                               |
| 交差反応性    | マウス                                                    |
| SWISS    | Q9UK32                                                 |
| タンパク質分子量 | 84 kDa                                                 |
| 輸送条件     | アイスバッグ                                                 |