


WbおよびElisa用 ウサギ抗Shp/Nr0B2ポリクローナル抗体 - Q15466

商品番号: CM0024298



前書き

ヒトSHP/NR0B2に対するウサギポリクローナル抗体 (SWISS: Q15466)。ウェスタンブロッティング (WB) および ELISAでの検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。核内受容体シグナル伝達および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SHP/NR0B2 ウサギpAb
備考/別名	SHP; SHP1; SHP/NR0B2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8431
遺伝子ID	8431
免疫原	ヒトSHP/NR0B2 (NP_068804.1) のアミノ酸40〜124番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q15466
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	氷袋