

ウサギ抗Thumpd3ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Bv44

商品番号: CM0015821

前書き

THUMPD3を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応し、tRNA修飾およびメチル化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	THUMPD3 ウサギpAb
別名	THUMPD3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	25917
免疫原	ヒトTHUMPD3（NP_056268.2）のアミノ酸1-250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
UniProtアクセッション番号	Q9BV44
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	保冷剤同梱