

ウサギ抗Ubcポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P0Cg48

商品番号: CM0026313



前書き

ヒトUBC（ユビキチンC）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。ユビキチン経路研究やタンパク質分解研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBC ウサギ pAb
備考/別名	HMG20; UBC
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7316
遺伝子ID	7316
免疫原	合成ペプチド - ヒトUBC（NP_066289.3）のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P0CG48
タンパク質分子量	77kDa
発送	保冷バッグ