

ウサギ 抗Zic1 ポリクローナル抗体 ウェスタンブロット、Elisa用 - Q15915

商品番号: CM0021880

前書き

ZIC1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。ZIC1は神経発生および中枢神経系発達に重要な亜鉛フィンガー転写因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZIC1 ウサギ pAb
備考/別名	ZIC; CRS6; BAIDCS; ZNF201; ZIC1
種	ヒト
遺伝子ID	7545
免疫原	ヒトZIC1 (NP_003403.2) のアミノ酸120-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウェスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15915
タンパク質分子量	48kDa
輸送	保冷バッグ