


ウサギ抗Znf217ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - O75362

商品番号: CM0026999



前書き

ヒトZNF217に対するウサギポリクローナル抗体（WB、IF/ICC、ELISA用）。マウスおよびラットと交差反応性あり。ZNF217は、細胞増殖とAKTリン酸化を促進する亜鉛フィンガー転写抑制因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF217 ウサギ pAb
備考/別名	ZABC1; ZNF217
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7764
遺伝子ID	7764
免疫原	ヒトZNF217 (NP_006517.1) のアミノ酸1-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75362
タンパク質分子量	115kDa
発送	保冷バッグ