

ウサギIgGアイソタイプコントロール

商品番号: CM0009472

前書き

ウサギIgGアイソタイプコントロールは、に結合させたモノクローナル抗体であり、フローサイトメトリー（FC）用途のアイソタイプコントロールとして設計されています。イムノアッセイにおける正確なバックグラウンドシグナルの評価を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギIgGアイソタイプコントロール
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
輸送	保冷バッグ