

Rabbit IgG Isotype Control - モノクローナルウサギIgGアイソタイプコントロール

商品番号: CM0008897

前書き

で標識されたこのモノクローナルウサギIgGアイソタイプコントロールは、フローサイトメトリー用途向けに設計されており、細胞解析において特異的抗体結合と非特異的抗体結合を区別するための信頼性の高いネガティブコントロールとして機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit IgG isotype control
免疫原	合成ペプチド、ウサギIgGアイソタイプコントロール由来の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
配送	氷袋