

ウサギIgG アイソタイプコントロール - ウサギIgG アイソタイプコントロール

商品番号: CM0008880

前書き

ウサギIgG

アイソタイプコントロールはウサギ由来のモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）用途向けに設計されています。免疫測定における非特異的結合およびバックグラウンド染色を評価するための陰性コントロールとして機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギIgG アイソタイプコントロール
免疫原	合成ペプチド ウサギIgGアイソタイプコントロールに由来する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	FC
発送方法	保冷剤