

ウサギIgGアイソタイプコントロール -

商品番号: CM0004379

前書き

ウサギIgGアイソタイプコントロールは、フローサイトメトリー（FC）アプリケーション用のモノクローナル抗体です。非特異的バックグラウンドシグナルと特異的抗体染色を区別するためのネガティブコントロールとして機能します。研究および診断用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギIgGアイソタイプコントロール
免疫原	合成ペプチド ウサギIgGアイソタイプコントロールに由来する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
配送	アイスバッグ