

Wb/If/Elisa用 Sars-Cov-2 スパイク S1 ウサギモノクローナル抗体 - スパイク糖タンパク質

商品番号: CM0002204

前書き

SARS-CoV-2 スパイク S1

糖タンパク質を標的とした高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済み。ウイルス学研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	SARS-CoV-2 スパイク S1 mAb
備考/別名	スパイク糖タンパク質
種	SARS-COV-2
遺伝子ID (ヒト)	SARS-CoV-2
遺伝子ID	43740568
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
発送方法	保冷バッグ