

Rabif ウサギ Pab（Wb、If/Icc、Elisa用） - P47224

商品番号: CM0017642



前書き

RABIF（MSS4、RASGRF3）に対するウサギポリクローナル抗体（WB、IF/ICC、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。グアニンヌクレオチド交換を介した小胞輸送に関与。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RABIF ウサギ pAb
備考/別名	MSS4; RASGRF3; RASGRF3; RABIF
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5877
遺伝子ID	5877
免疫原	ヒトRABIF（NP_002862.2）のアミノ酸1-123に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P47224
タンパク質分子量	14kDa
輸送	アイスパック