

WbおよびElisa用 Rad51D ウサギモノクローナル抗体 - O75771

商品番号: CM0002111



前書き

ヒトRAD51D (RAD51 homolog D)
に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに交差反応性あり。DNA修復および相同組換え研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rad51D ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	TRAD; R51H3; BROVCA4; RAD51L3; Rad51D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5892
GeneID	5892
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRad51D (O75771) のアミノ酸1-120に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75771
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ