

Rad54L ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q92698

商品番号: CM0020180

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのRAD54Lウサギポリクローナル抗体で、マウスおよびラットと交差反応性を示します。DNA修復・組換え研究に適しています。Swiss-Prot: Q92698。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAD54L ウサギ pAb
備考／別名	HR54; hHR54; RAD54A; hRAD54; RAD54L
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8438
GeneID	8438
免疫原	ヒトRAD54L（Q92698）のアミノ酸648～747番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q92698
タンパク質分子量	84kDa
輸送方法	水袋