


Rala ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P11233

商品番号: CM0007712



前書き

ヒトRalAを標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。細胞増殖と膜輸送に関与するGTPaseであるヒトおよびサルのRalAタンパク質（24 kDa、UniProt P11233）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RalA ウサギmAb
備考/別名	RAL; HINCONS; RalA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5898
GeneID	5898
免疫原	ヒトRalA（NP_005393.2）のアミノ酸120-206に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、サル
SWISS	P11233
タンパク質分子量	24 kDa
輸送方法	氷袋