

Rangap1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P46060

商品番号: CM0018092



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みのRanGAP1ウサギポリクローナル抗体です。RANを介した核輸送の重要な制御因子であるヒトRan

GTPase活性化タンパク質1（UniProt

P46060）を標的としており、細胞生物学やがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RanGAP1 ウサギpAb
別名	SD, Fug1, RANGAP, RanGAP1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5905
免疫原	ヒトRanGAP1（NP_002874.1）のアミノ酸398～587番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS番号	P46060
タンパク質分子量	64kDa
輸送方法	保冷剤