


Rangap1 ウサギ Pab - P46060

商品番号: CM0030807



前書き

ヒトRanGAP1 (SWISS: P46060)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒトおよびマウスと交差反応性あり。核細胞質輸送およびGTPase活性化の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RanGAP1 ウサギ pAb
備考/別名	SD; Fugl; RANGAP; RanGAP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5905
GeneID	5905
免疫原	ヒトRanGAP1 (NP_002874.1)のアミノ酸398-587に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P46060
タンパク質分子量	64kDa
輸送	氷袋