


Rapgef6 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Teu7

商品番号: CM0019758



前書き

RAPGEF6

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性があります。脳および心臓組織におけるRap1A、Rap2A、M-Ras GTPaseシグナル伝達の研究に最適です。Swiss-Prot: Q8TEU7。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAPGEF6 ウサギ pAb
備考/別名	RAGEF2; PDZGEF2; KIA001LB; PDZ-GEF2; RA-GEF-2; RAPGEF6
種	ヒト
GeneID	51735 (ヒト)
免疫原	ヒトRAPGEF6 (NP_001157858) のアミノ酸145-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8TEU7
タンパク質分子量	179kDa
発送	保冷バッグ